

Multifire® Easy

for cosmetic dentistry ceramics



/ Unser Fertigungspartner: ID Gerätebau GmbH, Bohmte (Niedersachsen)

Einer der Hidden Champions der Dentalbranche. Über 60 Jahre Ofenbau-Kompetenz – entwickelt als langjähriger Hersteller der Keramiköfen von DeguDent im Konzernumfeld von Dentsply Sirona. Eine Marke mit Tradition, auf dem Weg in die Zukunft.

/ Ein eleganter Keramikofen für Praxis und Labor

Anwendung: zum Brennen, Glasieren und Kristallisieren handelsüblicher Dentalmaterialien – darunter Verblendkeramiken, Zirkonoxid sowie Lithium-Silikat-/Disilikat-Keramiken.



/ Kernausrüstung auf einen Blick:

- Brenntemperatur bis 1.200 °C, Aufheizrate bis 120 °C/min
- Temperaturmessung über Platin/Platin-Rhodium-Thermoelement (Typ S)
- Intuitive, super einfache Bedienung - Speicher für bis zu 500 Programme)
- Mehrstufige Vakuumsteuerung, individuell einstellbar
- Stabile Wärmeverteilung, spezielle Brennkammerisolation
- Liftmechanik mit Doppelschienenführung, vibrationsarm und wartungsarm
- Kalibrierassistent integriert (Silberdraht-Methode optional)
- Gefertigt in Deutschland, 72-Stunden-Dauertest vor Auslieferung
- 2 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

UVP: 3.990 € netto*



/ Vakuumpumpe, ölfrei

Die Multifire® vac ist leistungsstark mit patentierter Membrane. Geräuscharm, unverfälschtes Fördern, Evakuieren und Verdichten. Kompatibel zu DeguDent / Dentsply-Keramikbrennöfen der Multimat-, ProFire- und Cergo-Modelle.

UVP: 980 € netto*



Technische Daten

HxBxT	580x255x450 mm
Gewicht:	22,5 kg
Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Nennstrom: max.	6 A
Leistungsaufnahme:	1580 inkl. Vakuumpumpe

republicZr Y-ML unlimited,
OK&UK Brücke-FZ Micro Layering



von ZTM Viktor Müller, Bunde

“Wir empfehlen den Multifire® Easy weil Glasuren und Malfarben die zuverlässige Vakuumtechnik lieben. Sie ist relevant für fehlerfreie Oberflächen. Die gleichmäßige Wärmeverteilung und Temperaturführung auch beim Abkühlen helfen, die so genannten “Thermoshocks” im Zirkondioxid zu vermeiden.”

info@dentrepublic.de
[+49 5206 969 42 00](tel:+4952069694200)

Multifire Easy:IDG_FactSheet_Rev.01_Dezember 2025

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zuzüglich Versandkosten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils gültigen Fassung.

dent®
republic